

A 848

Injektordysa
med stöd för rengöring av mätkolvar.



- För mätkolvar till 5 l
- Längd dysa: 350 mm
- Ø för dysa: 10 mm, Ø för stöd: 142 mm
- Lämplig för modul A 313 och A 612

EAN: 4002516854234 / Materialnummer: 12665120 /
Gamla materialnummer: 69684801D

Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium
Stora laboratoriediskmaskiner

Modelltillhörighet

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

PG 8504

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8593

PLW 8604

PLW 8683

PLW 8683 CD

PLW 8693

PLW 7111

Produktkategori

Injektordysa

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål, Syntet

Färg

Rostfritt stål, Grå

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglass

Mått och vikt

Yttermått, nettohöjd i mm

350

Yttermått, nettobredd i mm

20

Yttermått, nettodjup i mm

20

Yttermått, bruttohöjd i mm

70

Yttermått, bruttbredd i mm

185

Yttermått, bruttodjup i mm

360

Nettovikt i kg

0,20

Bruttovikt i kg

0,32