

A 860
Hållargaller
för injektormodul A 300/2 och A 300/3.



- Indelning: 2 x 4 fält
- Kan sättas på injektormodul A 300/2 och A 300/3
- För optimal positionering av laboratorieglass
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516855118 / Materialnummer: 12665410 /
Gamla materialnummer: 69686001D

Produkttillhörighet

- | | |
|---|---|
| Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium | • |
| Stora laboratoriediskmaskiner | • |

Modelltillhörighet

- | | |
|------------------------|---|
| PLW 8636 [LAB/LAB MON] | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8604 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 7111 | • |

Produktkategori

- | | |
|---------------------------------|---|
| Övriga tillbehör/övriga moduler | • |
|---------------------------------|---|

Produktegenskaper

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| Material | Rostfritt stål, Syntet |
| Färg | Rostfritt stål, Svart |
| Antal fack | 8 |
| Fackbredd i mm | 114 |
| Facklängd i mm | 114 |
| Beståndsdel i EasyLoad-systemet | • |

Användningsområde

- | | |
|-------------------------------|---|
| Rengöring av laboratorieglass | • |
|-------------------------------|---|

Mått och vikt

- | | |
|---------------------------|------|
| Ytermått, nettohöjd i mm | 30 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 250 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 350 |
| Ytermått, brutt höjd i mm | 170 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 255 |
| Ytermått, bruttdjup i mm | 490 |
| Nettovikt i kg | 0,48 |
| Bruttovikt i kg | 0,88 |