

A 861
Hållargaller
för injektormodul A 301/4 och A 301/5.



- Indelning: 3 x 6 fält
- Kan sättas på injektormodul A 301/4 och A 301/5
- För optimal positionering av laboratorieglas
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516854876 / Materialnummer: 12665440 /
Gamla materialnummer: 69686101D

Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•

Modelltillhörighet

PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Produktkategori

Övriga tillbehör/övriga moduler	•
---------------------------------	---

Produktegenskaper

Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Antal fack	18
Fackbredd i mm	74
Facklängd i mm	74
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglas	•
------------------------------	---

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm	80
Ytermått, nettobredd i mm	200
Ytermått, nettodjup i mm	350
Ytermått, bruttohöjd i mm	130
Ytermått, bruttbredd i mm	255
Ytermått, bruttodjup i mm	485
Nettovikt i kg	0,59
Bruttovikt i kg	0,94