


A 862 Hållargaller för injektormodul A 302/2 och A 302/3.



- Indelning: 4 x 8 fält
- Kan sättas på injektormodul A 302/2 och A 302/3
- För optimal positionering av laboratorieglass
- Med plastfiberöverdrag

EAN: 4002516854203 / Materialnummer: 12665480 /
Gamla materialnummer: 69686201D

Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•

Modelltillhörighet

PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
------------------------	---

PG 8504	•
---------	---

PG 8583	•
---------	---

PG 8583 CD	•
------------	---

PG 8593	•
---------	---

PLW 8604	•
----------	---

PLW 8683	•
----------	---

PLW 8683 CD	•
-------------	---

PLW 8693	•
----------	---

PLW 7111	•
----------	---

Produktkategori

Övriga tillbehör/övriga moduler	•
---------------------------------	---

Produktegenskaper

Material	Rostfritt stål, Syntet, Ståltråd, plastöverdragen
Färg	Rostfritt stål, Svart
Antal fack	32
Fackbredd i mm	56
Facklängd i mm	52
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglass	•
-------------------------------	---

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm	30
Ytermått, nettobredd i mm	250
Ytermått, nettodjup i mm	350
Ytermått, brutt höjd i mm	100
Ytermått, bruttbredd i mm	255
Ytermått, bruttdjup i mm	465
Nettovikt i kg	0,55
Bruttovikt i kg	0,80