


A 11/1

Tillbehör

för skonsam rengöring av ömtåligt diskgoods, genom att spolstrålen bryts.



- Med utstansningar 7 x 7 mm
- Kan användas i över- och underkorg
- Rekommenderad användning i PG 8536

EAN: 4002516854913 / Materialnummer: 12666290 /
Gamla materialnummer: 69501104D

Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium

•

Modelltillhörighet

G 7825

•

PG 8527

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

PLW 6011

•

PLW 6111

•

PLW 7111

•

PLW 8505

•

Produktkategori

Täcknät

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål

Färg

Rostfritt stål

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglass

•

Mått och vikt

Ytermått, brutt höjd i mm

20

Ytermått, bruttbredd i mm

470

Ytermått, bruttdjup i mm

470

Nettovikt i kg

0,70

Bruttovikt i kg

0,90