

A 150

Underkorg

för optimal placering av injektormoduler eller tillbehör.



- Underkorg med två modultillkopplingar
- För placering av upp till 2 injektormoduler eller korgar.
- Automatisk stängning av kopplingen då den inte används
- Placeringsmått: bredd 494 mm, längd 440 mm

EAN: 4002516854449 / Materialnummer: 12666330 /
Gamla materialnummer: 69615001D

Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium

•

Modelltillhörighet

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8604

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

Produktkategori

Korg med modultillkoppling

•

Underkorg

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål, Syntet

Färg

Rostfritt stål, Svart

Användningsområde

Rengöring av pipetter/vialer

•

Rengöring av laboratorieglass

•

Rengöring av butyrometrar

•

Rengöring av mätcylindrar

•

Mått och vikt

Yttermått, nettohöjd i mm

154

Yttermått, nettobredd i mm

529

Yttermått, nettodjup i mm

546

Yttermått, bruttohöjd i mm

175

Yttermått, bruttbredd i mm

545

Yttermått, bruttdjup i mm

565

Nettovikt i kg

2,63

Bruttovikt i kg

3,29