

A 151

Underkorg

för placering av på marknaden vanliga DIN-korgar samt diverse tillbehör.



- Lastningshöjd beror på vald överkorg
- Insättningsbredd: 490 mm, -djup: 498 mm

EAN: 4002516853992 / Materialnummer: 12666340 /
Gamla materialnummer: 69615101D

Produkttillhörighet

Diskmaskiner, färskvatten	•
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•

Modelltillhörighet

PG 8058	•
PG 8063	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [säkerhet]	•
PLW 8693 [säkerhet]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

Produktkategori

Insats	•
Underkorg	•

Produktegenskaper

Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglass	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-skor	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av rondskålar	•
Rengöring av nappflaskor	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av trådkorgar	•
Rengöring av diverse objekt	•
Placering av andningsventiler	•

A 151

Underkorg

för placering av på marknaden vanliga DIN-korgar samt diverse tillbehör.



EAN: 4002516853992 / Materialnummer: 12666340 /

Gamla materialnummer: 69615101D

Rekonditionering av andningsskyddsmasker	•
Preparering av bärsystem för tryckluftsapparat	•

Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	2
SPRI-trådkorgar [antal]	1
Mått och vikt	
Yttermått, bruttohöjd i mm	120
Yttermått, bruttbredd i mm	545
Yttermått, bruttodjup i mm	535
Nettovikt i kg	1,84
Bruttovikt i kg	2,40