


A 200

Insats

för optimal placering av 38 pipetter.



- För placering av 10 st 100 ml-pipetter i rad 1, avstånd 20 mm
- För placering av 14 st 25 ml-pipetter i den 2:a raden, avstånd 26 mm
- För placering av 14 st 10ml-pipetter i 3:e raden, avstånd 26 mm

EAN: 4002516854012 / Materialnummer: 12667060 /

Gamla materialnummer: 69620001D

Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium

•

Modelltillhörighet

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

Produktkategori

Vagnar för pipetter

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål, Syntet

Färg

Rostfritt stål, Svart

Användningsområde

Rengöring av pipetter/vialer

•

Kapacitet

Pipetter [antal]

38

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm

397

Ytermått, nettobredd i mm

529

Ytermått, nettodjup i mm

546

Ytermått, bruttohöjd i mm

520

Ytermått, bruttbredd i mm

560

Ytermått, bruttodjup i mm

550

Nettovikt i kg

4,95

Bruttovikt i kg

6,38