


A 201
Insats
för optimal placering av anestesisatser.



- 8 dysor m. fjädrande hållare, för anestesislangar upp till 1,5 m
- Placering i spiral
- 15 injektordysor för intuberingsmaterial

EAN: 4002516854005 / Materialnummer: 12667090 /
Gamla materialnummer: 69620101D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Vagnar för anestesinstrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Kapacitet	
AN-satser [antal]	3
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	790
Ytermått, bruttbredd i mm	715
Ytermått, bruttodjup i mm	860
Nettovikt i kg	8,97
Bruttovikt i kg	10,27
Bipack	
E 430/1 1/3 Trådkorg [antal]	1
E 431 Injektordysa för veckad bälg, Ø 8 x 193 mm [antal]	1
E 432 Hållare för veckade anestesislangar [antal]	1
E 433 Hållare för anestesislangar av silikon [antal]	2
E 434 Hållare för pediatrika anestesislangar [antal]	1
E 466 Injektordysa 8 x 333 mm, för Rubens-blåsa [antal]	6
E 496 Injektordysa 4 x 120 mm [antal]	15