

A 202

Insats

för optimal placering av 4 DIN-korgar.



- Passar för 4 DIN-trådkorgar på 2 plan
- Placeringsram: kan tas bort för preparering av högre diskgoods
- 6 extra anslutningsmöjligheter med Luer Lock-kopplingar
- Med inbyggd spolarm
- Lastningsmått för de olika planen skiljer sig åt

EAN: 4002516854043 / Materialnummer: 12667130 /

Gamla materialnummer: 69620201D

Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium

•

Rengörings- diskdesinfektorer, medicin

•

Modelltillhörighet

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8592

•

PG 8593

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Produktkategori

Vagnar för insatser

•

Insats för trådkorgar

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål, Syntet

Färg

Rostfritt stål, Svart

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglass

•

Rengöring av OP-instrument

•

Kapacitet

DIN-trådkorgar [antal]

4

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm

223

Ytermått, nettobredd i mm

529

Ytermått, nettodjup i mm

542

Ytermått, bruttohöjd i mm

270

Ytermått, bruttbredd i mm

570

Ytermått, bruttdjup i mm

550

Nettovikt i kg

6,04

Bruttovikt i kg

6,76