


A 9/1

Täckplåt

för skonsam rengöring av ömtåligt diskgoods, genom att spolstrålen bryts.



- Utstansning 7 x 7 mm, 3 mm slå

EAN: 4002516854029 / Materialnummer: 12667330 /
Gamla materialnummer: 69500903D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
Produktkategori	
Underlägg	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1
Ytermått, nettobredd i mm	773
Ytermått, nettodjup i mm	573
Ytermått, bruttohöjd i mm	10
Ytermått, bruttbredd i mm	580
Ytermått, bruttodjup i mm	740
Nettovikt i kg	1,69
Bruttovikt i kg	2,08