


E 103/1

Tillbehör

för optimal placering av reagensglas upp till 12 x 75 mm.



- Passar för ca. 200 reagensglas (upp till 12 x 75 mm)
- Uppdelad i 6 ytor
- Maskvidd 8 x 8 mm
- Inklusive lock A 13

EAN: 4002516854104 / Materialnummer: 12667340 /

Gamla materialnummer: 69510303D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
SlimLine-laboratoriediskmaskiner	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
Stora laboratoriediskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
SlimLine-laboratoriediskmaskin för industriell diskning	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för reagensglas	•
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av provrör	•
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Kapacitet</b>	
Reagensglas [antal]	200
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	122
Ytermått, nettobredd i mm	200
Ytermått, nettodjup i mm	220
Ytermått, brutthöjd i mm	140
Ytermått, bruttbredd i mm	245
Ytermått, bruttodjup i mm	250
Nettovikt i kg	0,56

E 103/1

Tillbehör

för optimal placering av reagensglas upp till 12 x 75 mm.

EAN: 4002516854104 / Materialnummer: 12667340 /

Gamla materialnummer: 69510303D

Bruttovikt i kg

0,73

**Bipack**

A 13 Lock [antal]

1

