


E 104/1

Tillbehör

för optimal placering av reagensglas upp till 12 x 105 mm.



- Passar för ca. 200 reagensglas (upp till 12 x 105 mm)
- Kapacitet inklusive lock A 13
- Maskvidd 8 x 8 mm

EAN: 4002516854111 / Materialnummer: 12667370 /

Gamla materialnummer: 69510403D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
SlimLine-laboratoriediskmaskiner	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
Stora laboratoriediskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
SlimLine-laboratoriediskmaskin för industriell diskning	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Tillbehör för reagensglas	•
Användningsområde	
Rengöring av provrör	•
Rengöring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	200
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	152
Ytermått, nettobredd i mm	200
Ytermått, nettodjup i mm	230
Ytermått, brutthöjd i mm	165
Ytermått, bruttbredd i mm	240
Ytermått, bruttdjup i mm	250
Nettovikt i kg	0,62

E 104/1

Tillbehör

för optimal placering av reagensglas upp till 12 x 105 mm.

EAN: 4002516854111 / Materialnummer: 12667370 /

Gamla materialnummer: 69510403D

Bruttovikt i kg

0,84

Bipack

A 13 Lock [antal]

1

