


E 139/1

Tillbehör

för optimal placering av reagensglas upp till 12 x 200 mm.



- Passar för reagensglas med storlek upp till 12 x 200 mm
- Uppdelad i 6 ytor
- Maskvidd 9 x 9 mm
- Kan placeras i underkorg
- Inklusive lock A 13

EAN: 4002516854036 / Materialnummer: 12667390 /
Gamla materialnummer: 69513903D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
SlimLine-laboratoriediskmaskiner	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
Stora laboratoriediskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
SlimLine-laboratoriediskmaskin för industriell diskning	•
Modelltillhörighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Tillbehör för reagensglas	•
Användningsområde	
Rengöring av provrör	•
Rengöring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	200
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	243
Ytermått, nettobredd i mm	200
Ytermått, nettodjup i mm	230
Ytermått, brutt höjd i mm	245
Ytermått, bruttbredd i mm	245
Ytermått, bruttdjup i mm	265
Nettovikt i kg	1,01

E 139/1

Tillbehör

för optimal placering av reagensglas upp till 12 x 200 mm.

EAN: 4002516854036 / Materialnummer: 12667390 /

Gamla materialnummer: 69513903D

Bruttovikt i kg

1,21

Bipack

A 13 Lock [antal]

1

