

E 374

Tillbehör

för optimal placering av ÖNH-instrument som t.ex. inhalationsanslutningar.



- 24 fack ca. 45 x 45 mm, 27 fack ca. 12 x 12 mm
- Maskvidd botten: 1,7 mm
- Kan användas i över- och underkorg

EAN: 4002516854050 / Materialnummer: 12667400 /
Gamla materialnummer: 69537402D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Tillbehör för ÖNH-instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Antal fack	51
Användningsområde	
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	63
Ytermått, nettobredd i mm	173
Ytermått, nettodjup i mm	445
Ytermått, bruttohöjd i mm	88
Ytermått, bruttbredd i mm	225
Ytermått, bruttdjup i mm	468
Nettovikt i kg	1,14
Bruttovikt i kg	1,34