

A 208

Insats

för optimal placering av 8 trådkorgar.



- Hög kapacitet: Samtidig rengöring av 8 DIN-trådkorgar
- 4 ytterligare anslutningsmöjligheter för ihåliga instrument
- Uttagbara nivåer ökar vid behov lastningshöjden

EAN: 4002516854494 / Materialnummer: 12668770 /
Gamla materialnummer: 69620801D

Produkttillhörighet

Rengörings- diskdesinfektorer, medicin

•

Modelltillhörighet

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Produktkategori

Insats för trådkorgar

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål, Syntet

Färg

Rostfritt stål, Svart

Användningsområde

Rengöring av trådkorgar

•

Kapacitet

DIN-trådkorgar [antal]

8

Ihåliga instrument [antal]

4

Mått och vikt

Yttermått, nettohöjd i mm

397

Yttermått, nettobredd i mm

529

Yttermått, nettodjup i mm

546

Yttermått, bruttohöjd i mm

570

Yttermått, bruttbredd i mm

480

Yttermått, bruttdjup i mm

540

Nettovikt i kg

9,83

Bruttovikt i kg

11,02