

A 300/2

Injektormodul

för optimal placering av laboratorieglas – kan utrustas med 8 dysor.



- Lämplig för diverse laboratorieglas som e-kolvar, rundkolvar osv.
- Modul utan injektordysor – användning efter individuellt behov
- För upp till 8 injektormunstycken
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet
- Dysavstånd 118 mm i bredd, 118 mm i djup
- Passar särskilt för A 840 och A 841 (dysdiameter 6 mm)#

EAN: 4002516853954 / Materialnummer: 12668780 /
Gamla materialnummer: 69630004D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
Tillbehör för diverse flaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål, Svart
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	8
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	72
Ytermått, nettobredd i mm	133
Ytermått, nettodjup i mm	479
Ytermått, bruttohöjd i mm	200
Ytermått, bruttbredd i mm	525
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	1,25
Bruttovikt i kg	1,64