

A 301/4

Injektormodul

för optimal placering av laboratorieglas – kan utrustas med 18 dysor.



- Lämplig för diverse laboratorieglas som e-kolvar, rundkolvar osv.
- Modul utan injektordysor – användning efter individuellt behov
- För upp till 18 injektormunstycken
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet
- Dysavstånd 78 mm i bredd, 78 mm i djup
- Passar särskilt för A 842 och A 843 (dysdiameter 4 mm)

EAN: 4002516854739 / Materialnummer: 12668790 /

Gamla materialnummer: 69630106D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
SlimLine-laboratoriediskmaskiner	•
Diskmaskiner för industriell komponentrengöring	•
SlimLine-laboratoriediskmaskin för industriell diskning	•
Modelltillhörighet	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategori	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
Tillbehör för diverse flaskor	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	18
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	72
Yttermått, nettobredd i mm	173
Yttermått, nettodjup i mm	479
Yttermått, bruttohöjd i mm	100
Yttermått, bruttbredd i mm	205
Yttermått, bruttodjup i mm	487
Nettovikt i kg	0,90
Bruttovikt i kg	1,89