


## A 302/2

### Injektormodul

för optimal placering av laboratorieglas – kan utrustas med 32 dysor.



- Lämplig för diverse laboratorieglas som e-kolvar, rundkolvar osv.
- Modul utan injektordysor – användning efter individuellt behov
- För upp till 32 injektormunstycken
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet
- Dysavstånd 60 mm i bredd, 57 mm i djup
- Passar särskilt för A 844 och A 845 (dysdiameter 2,5 mm)

EAN: 4002516854098 / Materialnummer: 12669210 /

Gamla materialnummer: 69630204D

#### Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium

Stora laboratoriediskmaskiner

#### Modelltillhörighet

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

PG 8504

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8593

PLW 8604

PLW 8683

PLW 8683 CD

PLW 8693

PLW 7111

#### Produktkategori

Tillbehör för smalhalsade glas

Tillbehör för diverse flaskor

#### Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål, Syntet

Färg

Rostfritt stål, Svart

Beståndsdel i EasyLoad-systemet

#### Användningsområde

Rengöring av laboratorieglas

#### Kapacitet

Smalhalsade glas [antal]

32

#### Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm

72

Ytermått, nettobredd i mm

195

Ytermått, nettodjup i mm

479

Ytermått, bruttohöjd i mm

90

Ytermått, bruttbredd i mm

205

Ytermått, bruttdjup i mm

500

Nettovikt i kg

1,11

Bruttovikt i kg

1,96