


A 303

Tillbehör

för optimal placering av upp till 98 pipetter.



- Passar för t.ex. 98 mät- och volymetriska pipetter
- Hållarramens höjd: 150 mm
- Kan sättas in 1 stycken vardera i korgarna A 150 och APLW 106
- Placeringshöjd: max 450 mm (i A 150) och 605 mm (i APLW 106)

EAN: 4002516854746 / Materialnummer: 12669220 /

Gamla materialnummer: 69630301D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Tillbehör för pipetter	•
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Kapacitet	
Pipetter [antal]	98
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	185
Yttermått, nettobredd i mm	222
Yttermått, nettodjup i mm	471
Yttermått, bruttohöjd i mm	220
Yttermått, bruttbredd i mm	260
Yttermått, bruttodjup i mm	490
Nettovikt i kg	2,50
Bruttovikt i kg	3,08