


A 303

Tillbehör

för optimal placering av upp till 98 pipetter.



- Passar för t.ex. 98 mät- och volymetriska pipetter
- Hållarramens höjd: 150 mm
- Kan sättas in 1 stycken vardera i korgarna A 150 och APLW 106
- Placeringshöjd utan överkorg:
- 450 mm (med underkorg A 150)

EAN: 4002516854746 / Materialnummer: 12669220 /  
Gamla materialnummer: 69630301D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för pipetter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av pipetter/vialer	•
<b>Kapacitet</b>	
Pipetter [antal]	98
<b>Mått och vikt</b>	
Yttermått, bruttohöjd i mm	220
Yttermått, bruttbredd i mm	260
Yttermått, bruttodjup i mm	490
Nettovikt i kg	2,50
Bruttovikt i kg	3,08