

A 304

Tillbehör

för optimal placering av upp till 98 små rör.



- Passar för t.ex. 98 centrifugeringsrör, vialer, reagensglas
- Lastningshöjderna skiljer sig åt beroende på positionering
- Kan sättas in 1 stycken vardera i korgarna A 100, A 150 och APLW 106

EAN: 4002516854982 / Materialnummer: 12669230 /
Gamla materialnummer: 69630401D

Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•

Modelltillhörighet

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

PG 8504

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8593

PLW 8604

PLW 8683

PLW 8683 CD

PLW 8693

PLW 7111

Produktkategori

Tillbehör för reagensglas

Produktegenskaper

Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart

Användningsområde

Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av provrör	•

Kapacitet

Vialer [antal]	98
----------------	----

Mått och vikt

Yttermått, nettohöjd i mm	130
Yttermått, nettobredd i mm	222
Yttermått, nettodjup i mm	471
Yttermått, bruttohöjd i mm	150
Yttermått, bruttbredd i mm	230
Yttermått, bruttdjup i mm	490
Nettovikt i kg	2,30
Bruttovikt i kg	3,15