

E 416

Tillbehör

för optimal placering av 6 spekula i en eller två delar.



- Passar för placering av 6 spekula i en eller två delar
- 7 hållare med ett avstånd på 40 mm
- Kan användas i överkorg (bara med spekula i en del) och underkorg

EAN: 4002516854135 / Materialnummer: 12669750 /

Gamla materialnummer: 69541602D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Insats för gynekologiska instrument	•
Användningsområde	
Rengöring av GYN-instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Kapacitet	
GYN-spekula [antal]	6
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	157
Yttermått, nettobredd i mm	178
Yttermått, nettodjup i mm	279
Yttermått, bruttohöjd i mm	210
Yttermått, bruttbredd i mm	200
Yttermått, bruttodjup i mm	365
Nettovikt i kg	0,69
Bruttovikt i kg	0,97