


A 601

Tillbehör

för att lägga till en extra nivå i vagnen A 501.



- Utan spolarm

EAN: 4002516854081 / Materialnummer: 12669810 /

Gamla materialnummer: 69660102D

Produkttillhörighet

Stora laboratoriediskmaskiner

•

Modelltillhörighet

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktkategori

Övriga tillbehör/övriga moduler

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål

Färg

Rostfritt stål

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglass

•

Kapacitet

DIN-trådkorgar [antal]

3

SPRI-trådkorgar [antal]

2

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm

33

Ytermått, nettobredd i mm

590

Ytermått, nettodjup i mm

775

Ytermått, bruttohöjd i mm

95

Ytermått, bruttbredd i mm

615

Ytermått, bruttdjup i mm

780

Nettovikt i kg

2,12

Bruttovikt i kg

2,90