


A 605

Tillbehör

för optimal rengöring av små rör, injektionsflaskor, provrör osv.



- Försedd med 98 injektordysor
- Max. H 160 mm, max. Ø 20 mm
- Kan användas i vagnen A 503

EAN: 4002516854074 / Materialnummer: 12669870 /

Gamla materialnummer: 69660501D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Tillbehör för reagensglas	•
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av provrör	•
Rengöring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	98
Vialer [antal]	98
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	158
Yttermått, nettobredd i mm	254
Yttermått, nettodjup i mm	604
Yttermått, bruttohöjd i mm	190
Yttermått, bruttbredd i mm	288
Yttermått, bruttodjup i mm	620
Nettovikt i kg	2,85
Bruttovikt i kg	3,31