

E 479

Hållare

för mikroinstrument med upp till 4 mm Ø.



- Kan användas i trådkorgar med 5 mm maskvidd
- 50 stycken per påse

EAN: 4002516854067 / Materialnummer: 12669910 /
Gamla materialnummer: 69747902D

Produkttillhörighet

Rengörings- diskdesinfektorer, medicin

•

Stora diskdesinfektorer, medicin

•

Modelltillhörighet

G 7823

•

G 7824

•

G 7825

•

G 7826

•

PG 8527

•

PG 8528

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Produktkategori

Hållare

•

Produktegenskaper

Material

Syntet

Färg

Transparent

Användningsområde

Rengöring av MIC-instrument

•

Rengöring av oftalmologiska instrument

•

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm

5

Ytermått, nettobredd i mm

21

Ytermått, nettodjup i mm

21

Ytermått, bruttohöjd i mm

12

Ytermått, bruttbredd i mm

100

Ytermått, bruttdjup i mm

150

Nettovikt i kg

0,07

Bruttovikt i kg

0,08