

E 494

Tillbehör

för lös placering av 5 mikrotiterbrickor.



EAN: 4002516853947 / Materialnummer: 12669920 /
Gamla materialnummer: 69549402D

Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•

Modelltillhörighet

G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•

Produktkategori

Övriga tillbehör	•
------------------	---

Produktegenskaper

Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglass	•
Rengöring av diverse objekt	•

Kapacitet

Mikrotiterplattor [antal]	5
---------------------------	---

Mått och vikt

Yttermått, nettohöjd i mm	35
Yttermått, nettobredd i mm	205
Yttermått, nettodjup i mm	440
Yttermått, bruttohöjd i mm	90
Yttermått, bruttbredd i mm	230
Yttermått, bruttdjup i mm	465
Nettovikt i kg	0,48
Bruttovikt i kg	0,72