

A 606

Tillbehör

för användning av t.ex. laboratorieglasinsatser i den övre nivån av vagnen A 503



- Med spolarm

EAN: 4002516853961 / Materialnummer: 12669930 /
Gamla materialnummer: 69660602D

Produkttillhörighet

Stora laboratoriediskmaskiner

•

Modelltillhörighet

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktkategori

Övriga tillbehör/övriga moduler

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål, Syntet

Färg

Rostfritt stål, Svart

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglas

•

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm

97

Ytermått, nettobredd i mm

505

Ytermått, nettodjup i mm

606

Ytermått, brutt höjd i mm

120

Ytermått, bruttbredd i mm

525

Ytermått, bruttdjup i mm

610

Nettovikt i kg

2,40

Bruttovikt i kg

3,05