

A 612

Tillbehör

för optimal rengöring av laboratorieglas med stor volym.



- Kan individuellt förses med injektordysor
- Lämplig för labbflaskor 2–10 l, rundkolvar 2–6 l
- Passar för E-kolvar 2–5 l, mätkolvar 2–5 l
- Kan användas i vagnen A 503

EAN: 4002516854173 / Materialnummer: 12670000 /
Gamla materialnummer: 69661201D

Produkttillhörighet	
Stora laboratediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
Modul för laboratorieglas, stor volym	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Kapacitet	
Laboratorieglas, stor volym [antal]	4
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	221
Ytermått, nettobredd i mm	253
Ytermått, nettodjup i mm	608
Ytermått, bruttohöjd i mm	253
Ytermått, bruttbredd i mm	293
Ytermått, bruttodjup i mm	648
Nettovikt i kg	3,23
Bruttovikt i kg	3,75