

A 620

Injektormodul

för optimal rengöring av laboratorieglass, med 10 injektorplatser.



- Kan individuellt förses med max. 10 dysor
- För användning i mobila enheter A 503 och APLW 511
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516853909 / Materialnummer: 12678100 /
Gamla materialnummer: 69662001D

Produkttillhörighet

Stora laboratoriediskmaskiner	•
SlimLine-laboratoriediskmaskin för industriell diskning	•

Modelltillhörighet

PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•

Produktkategori

Tillbehör för smalhalsade glas	•
Tillbehör för diverse flaskor	•

Produktegenskaper

Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglass	•
-------------------------------	---

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm	113
Ytermått, nettobredd i mm	133
Ytermått, nettodjup i mm	608
Ytermått, bruttohöjd i mm	145
Ytermått, bruttbredd i mm	150
Ytermått, bruttodjup i mm	620
Nettovikt i kg	1,59
Bruttovikt i kg	1,82