

A 621

Injektormodul

för optimal rengöring av laboratorieglas, med 20 injektorplatser.



- Kan individuellt förses med max. 20 dysor
- Kan användas i vagnen A 503
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516855125 / Materialnummer: 12678110 / Gamla materialnummer: 69662101D

Produkttillhörighet

Stora laboratoriediskmaskiner

•

Modelltillhörighet

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktkategori

Tillbehör för smalhalsade glas

•

Tillbehör för diverse flaskor

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål

Färg

Rostfritt stål

Beståndsdel i EasyLoad-systemet

•

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglas

•

Kapacitet

Smalhalsade glas [antal]

20

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm

113

Ytermått, nettobredd i mm

173

Ytermått, nettodjup i mm

608

Ytermått, bruttonhöjd i mm

170

Ytermått, bruttbredd i mm

208

Ytermått, bruttdjup i mm

645

Nettovikt i kg

1,93

Bruttovikt i kg

2,27