

E 980

Adapter

för optimal placering av långa ihåliga instrument.



- Möjliggör placering av långa ihåliga instrument
- Diverse dysor och Luerlås-adaptrar kan skruvas fast

EAN: 4002516853879 / Materialnummer: 12678480 /

Gamla materialnummer: 69598002D

Produkttillhörighet	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Användningsområde	
Rengöring av ihåliga instrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttodjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,04
Bruttovikt i kg	0,05