

A 622

Injektormodul

för optimal rengöring av laboratorieglas, med 36 injektorplatser.



- Kan individuellt förses med max 36 dysor
- För användning i mobila enheter A 503 och APLW 511
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516854531 / Materialnummer: 12678490 /
Gamla materialnummer: 69662201D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
Tillbehör för diverse flaskor	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	36
Flaskor [antal]	36
Rundkolvar [antal]	36
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	113
Ytermått, nettobredd i mm	204
Ytermått, nettodjup i mm	608
Ytermått, brutthöjd i mm	145
Ytermått, bruttbredd i mm	222
Ytermått, bruttodjup i mm	629
Nettovikt i kg	2,23
Bruttovikt i kg	2,61