


A 623

Tillbehör

för optimal placering av mätcylindrar.



- Försedd med 4 dysor
- För mätcylindrar med kapacitet på 1–2 l
- Svängbara stöd för lätt hantering

EAN: 4002516853893 / Materialnummer: 12678510 /
Gamla materialnummer: 69662301D

Produkttillhörighet

Stora laboratoriediskmaskiner

•

Modelltillhörighet

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktkategori

Insats/modul för mätcylindrar

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål, Syntet

Färg

Rostfritt stål, Svart

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglass

•

Rengöring av mätcylindrar

•

Kapacitet

Mätcylindrar [antal]

4

Mått och vikt

Yttermått, nettohöjd i mm

437

Yttermått, nettobredd i mm

255

Yttermått, nettodjup i mm

608

Yttermått, bruttohöjd i mm

269

Yttermått, bruttbredd i mm

400

Yttermått, bruttdjup i mm

615

Nettovikt i kg

2,42

Bruttovikt i kg

3,42