

FP 900

Sockel

inklusive kärl i botten och hål för avloppsinstallation.



- Passar för maskiner med 2 dörrar, med en bredd på 900 mm
- Ram med inbyggt uppsamlingskärl i rostfritt stål
- Passar för maskiner med avloppsventil eller avloppspump

EAN: 4002516854548 / Materialnummer: 12678670 /

Gamla materialnummer: 69253010D

Produkttillhörighet

Stora laboratoriediskmaskiner

•

Modelltillhörighet

PLW 8616

•

Produktkategori

Underbyggnad/sockel

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål

Färg

Rostfritt stål

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm

100

Ytermått, nettobredd i mm

900

Ytermått, nettodjup i mm

990

Ytermått, bruttohöjd i mm

155

Ytermått, bruttbredd i mm

935

Ytermått, bruttodjup i mm

1040

Nettovikt i kg

25,80

Bruttovikt i kg

27,80