

TC 1150

Påbyggnadsskåp

för 1150 mm breda maskiner utan ångkondensator eller torkaggregat.



- Inklusive låsbar servicelucka
- Anslutning till taket måste göras på plats

EAN: 4002516853848 / Materialnummer: 12680670 /
Gamla materialnummer: 69252005D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8617	•
Produktkategori	
Täckskydd	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	1002
Ytermått, nettobredd i mm	835
Ytermått, nettodjup i mm	1200
Ytermått, bruttohöjd i mm	1002
Ytermått, bruttbredd i mm	860
Ytermått, bruttdjup i mm	1200
Nettovikt i kg	60,13
Bruttovikt i kg	75,13