

TC 900

Påbyggnadsskåp

för 900 mm breda maskiner utan ångkondensator eller torkaggregat.



- Inklusive låsbar servicelucka
- Anslutning till taket måste göras på plats

EAN: 4002516854524 / Materialnummer: 12680680 /
Gamla materialnummer: 69252006D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Produktkategori	
Täckskydd	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	840
Ytermått, nettobredd i mm	845
Ytermått, nettodjup i mm	1045
Ytermått, bruttohöjd i mm	990
Ytermått, bruttbredd i mm	860
Ytermått, bruttodjup i mm	1200
Nettovikt i kg	48,90
Bruttovikt i kg	63,90