

MT
transportvagnar
för i- och urlastning av diskdesinfektorer.



- För lagring och transport av korgar och insatser
- Uppdelad på 4 plan som kan ställas om med 102,5 mm,
- Körbar, med 4 låsbara hjul
- Lastningsmått 549 x 599 mm

EAN: 4002516854159 / Materialnummer: 12681000 /
Gamla materialnummer: 69200114D

Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•

Modelltillhörighet

G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•

Produktkategori

Förvarings-/transportsystem	•
-----------------------------	---

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm	1985
Ytermått, nettobredd i mm	662
Ytermått, nettodjup i mm	616
Ytermått, bruttohöjd i mm	920
Ytermått, bruttobredd i mm	775
Ytermått, bruttodjup i mm	2001
Nettovikt i kg	23,00
Bruttovikt i kg	37,60