

A 306/1

Tillbehör

för optimal placering av laboratorieglas med stor volym.



- Lämplig för 4 1–2 liter mätcylindrar, hög form
- Lämplig för 2 1–2 liter mätcylindrar, låg form & två höga former
- Placerings- och anläggningsytor med plastfiberöverdrag
- Vid modul som sitter i maskinen kan mätcylindrar tas bort
- Maximal längd på mätcylindrarna: 500 mm
- Det går att sätta in upp till 2 moduler i korgarna A 150 och APLW 106

EAN: 4002516854456 / Materialnummer: 12683100 /

Gamla materialnummer: 69630602D

Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium

•

Stora laboratoriediskmaskiner

•

Modelltillhörighet

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

PLW 7111

•

Produktkategori

Insats/modul för mätcylindrar

•

Modul för laboratorieglas, stor volym

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål, Syntet,
Ståltråd, plastöverdragen

Färg

Rostfritt stål, Svart, Vit.

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglas

•

Rengöring av mätcylindrar

•

Kapacitet

Mätcylindrar [antal]

4

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm

235

Ytermått, nettobredd i mm

418

Ytermått, nettodjup i mm

471

Ytermått, bruttohöjd i mm

250

Ytermått, bruttbredd i mm

390

Ytermått, bruttodjup i mm

485

Nettovikt i kg

2,87

Bruttovikt i kg

3,41