

A 310
Tillbehör
för optimal placering av 8 OP-skor.



- För användning i överkorgarna
- För placering av 8 OP-skor upp till storlek 41
- Kan användas i överkorgarna A 101 och A 102

EAN: 4002516854661 / Materialnummer: 12684420 /
Gamla materialnummer: 69631001D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Tillbehör för OP-skor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av OP-skor	•
Kapacitet	
OP-skor [antal]	8
Mått och vikt	
Yttermått, bruttohöjd i mm	100
Yttermått, bruttbredd i mm	425
Yttermått, bruttodjup i mm	450
Nettovikt i kg	0,49
Bruttovikt i kg	0,83