

A 500

Insats

med 1 nivå för rengöring av laboratorieglass och laboratorieutensilier.



- För placering av insatser och trådkorgar
- Med A 603 går det att utöka med 2 nivåer

EAN: 4002516855026 / Materialnummer: 12684430 /

Gamla materialnummer: 69650002D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Diskdesinfektorer med stor kammare, brandkåror och räddningstjänst	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 8615	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617	•
PLW 8617 [Safety]	•
<b>Produktkategori</b>	
Vagnar för insatser	•
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
<b>Kapacitet</b>	
DIN-trådkorgar [antal]	3
SPRI-trådkorgar [antal]	2
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	153
Ytermått, nettobredd i mm	650
Ytermått, nettodjup i mm	790
Ytermått, brutt höjd i mm	190
Ytermått, bruttbredd i mm	655
Ytermått, bruttdjup i mm	810
Nettovikt i kg	6,02
Bruttovikt i kg	7,37