

A 501

Insats

med 4 nivåer för rengöring av laboratorieglass och laboratorieutensilier.



- För placering av insatser och trådkorgar
- Med spår kan A 601 utökas med 5 eller 6 nivåer

EAN: 4002516855361 / Materialnummer: 12684440 /
Gamla materialnummer: 69650102D

Produkttillhörighet

Stora laboratediskmaskiner

•

Modelltillhörighet

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktkategori

Vagnar för insatser

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål, Syntet

Färg

Rostfritt stål, Svart

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglass

•

Kapacitet

DIN-trådkorgar [antal]

18

SPRI-trådkorgar [antal]

12

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm

659

Ytermått, nettobredd i mm

650

Ytermått, nettodjup i mm

710

Ytermått, bruttohöjd i mm

710

Ytermått, bruttbredd i mm

800

Ytermått, bruttdjup i mm

860

Nettovikt i kg

21,00

Bruttovikt i kg

32,80