

APLW 905

Protokollskrivare för inbyggnad

Eftermonteringssats för utskrift av processprotokoll.



Image
in progress

- Termoskrivare med en pappersbredd på 60 mm
- Inbyggnaden utförs av Miele service

EAN: 4002516915027 / Materialnummer: 12685170 /

Gamla materialnummer: 69242019D

Produkttillhörighet	
SlimLine-laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 7111	•
PLW 7111 [säkerhet]	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Produktkategori	
Ombyggnadssats	•
Process-/driftdokumentation/kommunikation	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Svart
Användningsområde	
Rutinmässig övervakning av disk- och desinfektionsprocessen	•
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	150
Ytermått, bruttbredd i mm	340
Ytermått, bruttdjup i mm	750
Nettovikt i kg	2,50
Bruttovikt i kg	3,44