

A 503

Insats

utan nivåer, för rengöring av laboratorieglass och laboratorieutensilier.



- För placering av moduler och insatser
- Beroende på höjd kan man sätta in upp till 6 moduler
- Övre list och övre stag kan tas bort

EAN: 4002516854784 / Materialnummer: 12685380 /
Gamla materialnummer: 69650302D

Produkttillhörighet

Stora laboratoriediskmaskiner

•

Modelltillhörighet

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktkategori

Vagn med modultillkoppling

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål, Syntet

Färg

Rostfritt stål, Svart

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglass

•

Mått och vikt

Yttermått, nettohöjd i mm

433

Yttermått, nettobredd i mm

790

Yttermått, nettodjup i mm

650

Yttermått, brutt höjd i mm

790

Yttermått, bruttbredd i mm

715

Yttermått, bruttdjup i mm

860

Nettovikt i kg

11,40

Bruttovikt i kg

22,20