

A 505

Insats

med 3 nivåer för rengöring av laboratorieglass och laboratorieutensilier.



- För placering av insatser och trådkorgar

EAN: 4002516854678 / Materialnummer: 12685400 /
Gamla materialnummer: 69650501D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Vagnar för insatser	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Rengöring av trådkorgar	•
Rengöring av diverse objekt	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	9
SPRI-trådkorgar [antal]	6
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	543
Ytermått, nettobredd i mm	650
Ytermått, nettodjup i mm	790
Ytermått, bruttohöjd i mm	790
Ytermått, bruttbredd i mm	715
Ytermått, bruttdjup i mm	860
Nettovikt i kg	15,60
Bruttovikt i kg	26,40