

A 506

Insats

med 4 nivåer för rengöring av laboratorieglass och laboratorieutensilier.



- För placering av insatser och trådkorgar

EAN: 4002516855200 / Materialnummer: 12686270 /
Gamla materialnummer: 69650601D

Produkttillhörighet

Stora laboratoriediskmaskiner

•

Modelltillhörighet

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktkategori

Vagnar för insatser

•

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglass

•

Rengöring av trådkorgar

•

Rengöring av diverse objekt

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål, Syntet

Färg

Rostfritt stål, Svart

Kapacitet

DIN-trådkorgar [antal]

12

SPRI-trådkorgar [antal]

8

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm

555

Ytermått, nettobredd i mm

650

Ytermått, nettodjup i mm

790

Ytermått, bruttohöjd i mm

715

Ytermått, bruttbredd i mm

800

Ytermått, bruttodjup i mm

860

Nettovikt i kg

19,16

Bruttovikt i kg

29,96