

UGT F10
Maskinfötter
för sockeln UGT 44-60/85.



- Set bestående av 4 fötter
- För fast åtskruvning med underkonstruktionen

EAN: 4002516860365 / Materialnummer: 12687190 /
Gamla materialnummer: 69506102D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Underbyggnad/sockel	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	83
Ytermått, nettobredd i mm	45
Ytermått, nettodjup i mm	45
Ytermått, bruttohöjd i mm	70
Ytermått, bruttbredd i mm	110
Ytermått, bruttodjup i mm	185
Nettovikt i kg	1,22
Bruttovikt i kg	6,40