

SC

Ångkondensator

för optimal avfuktning och kylning av frånluft.



- Kan endast användas med torkaggregat
- Möjlighet för anslutning till kallvattnet på plats

EAN: 4002516855378 / Materialnummer: 12687850 /
Gamla materialnummer: 69251301D

Produkttillhörighet

Stora laboratoriediskmaskiner

•

Modelltillhörighet

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål

Mått och vikt

Ytermått, bruttohöjd i mm

620

Ytermått, bruttbredd i mm

385

Ytermått, bruttodjup i mm

770

Nettovikt i kg

33,40

Bruttovikt i kg

37,00