

ADP 86

Tillbehör

med extern tryckkökningspump för trycklöst AD-vatten.



- För att utjämna lågt tryck på uppställningsplatsen med AD-vatten

EAN: 4002516873969 / Materialnummer: 12711800 /
Gamla materialnummer: 69224100D

Produkttillhörighet

Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium

•

Diskdesinfektorer

•

Rengörings- diskdesinfektorer, medicin

•

Modelltillhörighet

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

Produktkategori

Tillbehör för underbyggnadsmaskiner

•

Övriga tillbehör

•

Produktegenskaper

Material

Syntet, Rostfritt stål

Färg

Vit.

Standard elanslutning

Fasantal

1

Nolledare

N

AC/DC

AC

Spänning i V

220-240

Frekvens i Hz

50

Total anslutningseffekt i kW

0,25

Mått och vikt

Yttermått, nettohöjd i mm

235

Yttermått, nettobredd i mm

180

Yttermått, nettodjup i mm

300

Yttermått, brutt höjd i mm

320

Yttermått, bruttbredd i mm

210

Yttermått, bruttdjup i mm

390

Nettovikt i kg

7,38

Bruttovikt i kg

8,23