

APWD 217

Insats

med 3 nivåer för rengöring och desinfektion av instrument för tandvård.



- För placering av insatser och trådkorgar
- Lastvagnen har tre anslutningsmöjligheter för modul APWD 646
- För upp till 66 ihåliga instrument och upp till 160 instrumentuppsättningar

EAN: 4002516863069 / Materialnummer: 12718910 /

Gamla materialnummer: 69610800D

Produkttillhörighet

Mieles stora laboratoriediskmaskiner, Dental

•

Modelltillhörighet

PWD 7121

•

PWD 7122

•

Produktkategori

Vagnar för insatser

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål, Syntet

Färg

Rostfritt stål, Svart

Användningsområde

Rengöring av dentalinstrument

•

Rengöring av ihåliga instrument

•

Rengöring av plattor/brickor

•

Kapacitet

Roterande instrument [antal]

66

Sugar [antal]

66

Ihåliga instrument [antal]

66